



WIRUSOWA BIEGUNKA BYDŁA (BVD)

CHOROBA GRANICZNA (BD)/CHOROBA BŁON ŚLIZOWYCH (MD)



## ID Screeñ® BVD p80 Antibody Competition



Kompetycyjny test ELISA do wykrywania przeciwciał anti-p80 125 (anti-NSP2-3) wirusa biegunki wirusowej bydła, choroby błon śluzowych oraz wirusa choroby granicznej owiec w surowicy i/lub osoczu oraz w próbkach mleka owiec, bydła, kóz i innych wrażliwych gatunków zwierząt

**ID.vet**  
Innovative Diagnostics

Z Tobą na każdym kroku

[www.id-vet.com](http://www.id-vet.com)



## WRUSOWABIEGUNKABYDŁA(BVD)/ CHOROBA GRANICZNA(BD)/ CHOROBA BŁON ŚLIZOWYCH(MD)

### ID Screen®BVD p80 Antibody Competition

Kompetycyjny test ELISA do wykrywania przeciwciał anty-p80 123 (anty-NSP2-3) wirusa wirusowej biegunki bydła, choroby błon śluzowych i choroby granicznej owiec w surowicy i/lub osoczu oraz w próbkach mleka owiec, bydła, kóz i innych wrażliwych gatunków zwierząt.

- Szybki i łatwy w użyciu: koniugat – gotowy do użycia, wyniki już po 90 minutach
- Elastyczny: protokół inkubacji krótkiej i całonocnej dla próbek surowicy i/lub osocza oraz mleka
- Odpowiedni dla różnych gatunków zwierząt, w tym bydła owiec i kóz
- Dokładny i rzetelny: wysoka czułość i specyficzność

### Specyfikacja

Metoda	Test ELISA typu kompetycyjnego
Gatunki	Bydło, owce, kozy i inne wrażliwe gatunki zwierząt.
Materiał	Próbki surowicy i/lub osocza Próbki mleka (pojedyncze i/lub zbiorcze – do 50 sztuk)
Protokoły	Krótkie i długie – całonocna inkubacja
Antygen	Antygen p80
Koniugat	Przeciwciało monoklonalne anty-p80-HRP

### Informacje do zamówień

Kod produktu	BVDC-4P	BVDC-10P
Format testu	4 płytkowy	10 płytkowy
Ilość reakcji	384	960
Format płytki	12 x 8-dołkowe paski	

### Literatura

(1) OIE Terrestrial Manual 2009; 2.4.8; Bovine Viral Diarrhoea

### Powiązane produkty

#### Surowica dodatnia BVD/MD/BD

Kod produktu	MRI-BVD
Wielkość op.	1 ml fiołka (liofilizat)
Opis	Dodatnia bydłęca surowica dodatnia może być używana jako wewnętrzny standard